


Anleitung für „JiveX“ - das KDA Upload Portal

Der Link zu dem Upload-Portal lautet: <https://upload.jivex.de/d2df7/>

1. Auf der Startseite werden Sie über die Funktionen aufgeklärt und müssen unten auf ‚START‘ klicken.



2. Im nächsten Fenster können die Bilder (DICOM, PDF, JPG/JPEG) entweder direkt von einer CD, oder von einem Ordner auf Ihrem PC ausgewählt werden. Es können maximal 8GB hochgeladen werden. Anschließend Klick auf ‚weiter‘.

DATENAUSWAHL > PATIENTENDATEN > KONTAKTDATEN > NACHRICHT > UPLOAD

DATENAUSWAHL

Patienten CD hinzufügen

Bilder/Dokumente hinzufügen

<input checked="" type="checkbox"/>	Beschreibung	Patient	Anzahl
<input checked="" type="checkbox"/>	Test_Uploadportal_TeleradiologieWest.pdf		1 Dokument

Sie haben 0.10 MB von 8192 MB ausgewählt.

WEITER >

3. Anschließend müssen die Patientendaten erfasst und die Eingabe durch einen Klick auf ‚weiter‘ bestätigt werden.

PATIENTENDATEN

Vorname

Testdokument

Nachname

IT

Geschlecht

divers

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

01.01.2000

< ZURÜCK

WEITER >

4. Im dritten Punkt werden die Kontaktdaten der hochladenden Person eingetragen und mit ‚weiter‘ bestätigt.

KONTAKTDATEN

Ich bin der Patient

Vorname

Musterarzt

Nachname

Test

Telefon

049/123456

E-Mail

musterarzt@test.de

< ZURÜCK

WEITER >

5. Im Schritt ‚Nachricht‘ kann noch ein gewünschter Text bzw. wichtige Informationen beigefügt und mit ‚weiter‘ bestätigt werden.

NACHRICHT

Dies ist ein Testpatient und das PDF kann gelöscht werden.

Sie haben 58 von 1000 Zeichen eingegeben.

[ZURÜCK](#)

[WEITER](#)

6. Im letzten Schritt ‚Upload‘ können die Daten nochmals überprüft und die Datenschutzerklärung akzeptiert werden. Außerdem muss eine ‚Captcha-Abfrage‘ bestätigt werden. Der Bild-Upload wird über ‚Upload starten‘ angestoßen.

DATENAUSWAHL > PATIENTENDATEN > KONTAKTDATEN > NACHRICHT > UPLOAD

UPLOAD

Vorname
Musterarzt

Nachname
Test

Telefon
049/123456


E-Mail
musterarzt@test.de

Sie haben 1 Elemente ausgewählt. [WENIGER ANZEIGEN](#)

Beschreibung	Patient	Anzahl
<input checked="" type="checkbox"/> Test_Uploadportal_TeleradiologieWest.pdf	IT, Testdokument (01.01.2000, O)	1 Dokument

Nachricht
Dies ist ein Testpatient und das PDF kann gelöscht werden.


Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung.

 Captcha

[ZURÜCK](#)

[UPLOAD STARTEN](#)

7. Im nächsten Fenster werden sie informiert, ob das Hochladen erfolgreich war.



8. Sie erhalten im Anschluss eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Code. Durch diesen Code können unserer Radiologie oder der diensthabende Arzt der entsprechenden Fachabteilung ihre hochgeladenen Bilder einfach und schnell identifizieren.



Folgende Browser werden zum aktuellen Zeitpunkt unterstützt:

4.2 System Requirements

The *JiveX Web* Client module works together with the JiveX Communication Server version 5.1.2.

JiveX Web has been released for the following combinations of web browsers and Windows operating system versions:

	8.1	10	Server 2012 R2	Server 2016	Server 2019
Internet Explorer 11	X	X	X	X	X
Microsoft Edge (based on Chromium minimum version 80)		X		X	X
Mozilla Firefox Version 60 (ESR)	X	X	X	X	X
Mozilla Firefox Version 68 (ESR)	X	X	X	X	X
Google Chrome (minimum version 81)	X	X	X	X	X